


일반물리학및실험1 실험실습용 / 무단 전재 및 재배포 금지

5. 구심력 측정



일반물리학및실험1 실험실습용 / 무단 전재 및 재배포 금지

장비 구성

- 구심력 측정장치 일반물리학및실험1 실험실습용 / 무단 전재 및 재배포 금지
- 직류 전원 공급장치

실험 목표

어떤 물체가 일정한 각속도로 원 운동하는 동안 그 물체에 작용하는 구심력을 측정한다.

기본 이론

질량 m 인 물체가 반경 r 인 원주 상을 속력 v 로 원운동을 하게 하려면 원의 중심으로 향하는 힘 F 가 필요하다. 이 힘을 구심력(Centripetal force)이라 하며 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2 \quad (1)$$

여기서 v 는 물체의 속도이고, ω 는 각속도 이다. 속도와 주기 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (2)$$

용수철에 매달린 구가 회전에 의해 원심력을 받을 때의 구심력은 용수철의 탄성력과 같다.

$$F = mr\omega^2 = kx \quad (3)$$

가 된다. 그러므로 각속도 ω 는

$$\omega = \sqrt{\frac{kx}{mr}} \quad (4)$$

이다.

실험 방법

- 용수철 상수 측정 **일반물리학및실험1 실험실습용 / 무단 전재 및 재배포 금지**

- 1) 구심력 측정장치에서 용수철을 분리하여 용수철 상수 측정 기동에 연결한다.
- 2) 용수철의 한쪽 끝에 추걸이를 연결하고 기준 눈금을 확인하고 기록한다.
- 3) 추걸이에 추를 5g씩 증가시키고 늘어난 용수철이 늘어난 길이를 각각 기록한다.
- 4) 늘어난 길이를 이용하여 용수철 상수를 계산한다.

- 구심력 측정

- 1) 전원장치의 전압을 5V로 맞춘 후 회전판이 일정한 속도로 회전하도록 조율한다.
- 2) 컴퓨터 카메라 앱을 통해 실험 영상을 촬영한다.
- 3) 영상을 저장한 후 Any Video Converter를 사용하여 .avi로 바꿔준다.
- 4) SG PRO 프로그램을 실행한 후 분석 탭에 들어가 영상을 업로드한다.
- 5) 영상의 길이를 길지 않게 조정한 후 회전판의 중앙에 원점이 오도록 설정해준다.
- 6) 눈금자를 통해 50mm로 스케일 설정을 하고 컬러 탭에서 색구의 색에 맞게 설정한다.
- 7) 분석 진행 후 결과 탭에서 늘어난 길이 및 주기를 기록한다.

dongguk
UNIVERSITY



일반물리학및실험1 실험실습용 / 무단 전재 및 재배포 금지

일반물리학및실험1 실험실습용 / 무단 전재 및 재배포 금지